

■ 台式实验室器具清洗机 AW47
台式半自动实验室器具清洗机

■ 特点

- 作为每个房间都可以配置1台的个人用台式实验室清洗机，使用十分简单方便。
- 只要设定一下时间，然后按一下开关就能进行运行，是一种简洁的半自动型清洗机。
- 采用上下双向强力喷射方式，而且喷嘴能够边回旋边对容器进行无死角喷射清洗，是一种清洗效果非常好的清洗设备。也可添加清洗剂进行清洗。
- 内置对清洗水进行加热的加热器，无须排管施工和另行配备热水炉。
- 如果有污垢没有洗掉的话，可以加换喷射架（另购）来进行清洗。

■ 技术规格

型号	AW47
清洗方式	上下双向压力喷水清洗方式 喷射口回旋式（可以和喷射清洗架更换使用）
供水温度	室温~60℃
供水方式	加热器内置（1kw）
供水压力	0.1~0.3MPa
容器架	标配 Oven 准配置容器架（清洗架另行选购配备）
给排水方法	给水：电磁阀开闭控制 排水：自然落差排水 钢板、聚氨酯树脂喷涂
内装	SUS304 不锈钢
外形尺寸	宽450X深490X高875mm
构造/规格	内槽尺寸 宽420X深450X高570mm AC100V 50/60Hz 200W 直径420mm 上下开闭式
净重	约43kg
附属品	给水管（附带结合器） 2m 1根 排水管（内径25.4mm） 1.5m 1根 聚乙稀保护罩 1枚 专用清洗剂（无磷） 1kg(计量杯50ml 1个) 排水口装置 1组
消耗品	专用清洗剂（无磷） 消耗品/专用清洗剂 8kg

■ 选购产品



AW47用喷射清洗架

AW47型用试管清洗架



专用无磷清洗剂

■ 选购品

品名	规格
纯水供给装置	420 (W) X600 (D) X1065 (H) mm
纯水供给装置	355 W/560 W (50/60Hz)
纯水供给装置	50L
离子交换柱	混装式树脂量10L(取水是1500 L,30次清洗后警示灯点灯)
喷射清洗柜	100 ml烧瓶 44个安放
烧杯架	50 ml烧杯 85个安放
试管架	16.5mm试管 600根安放
试管架	50 ml烧瓶 68个安放
排水口装置	在下排水时指定
专用清洗剂	无磷清洗剂8kg
新物品	再生利用

■ AW83

品名	规格
纯水供给装置	20L纯水箱内置
喷射清洗柜	100ml烧瓶 42个安放
烧杯架	50 ml烧杯 85个安放
试管架	16.5mm试管 600个安放
烧瓶架	60ml烧瓶 68个安放
专用清洗剂	无磷清洗剂8kg
离子交换柱	离子交换树脂柱3L

■ AW62

品名	规格
喷射清洗柜	100 ml烧瓶 36个
试管架	mm试管 459根
消耗品/专用清洗剂	无磷专用清洗剂 8kg

■ AW47



纯水供给装置(AW62)用